



**Introduction**  
Thank you for purchasing the Naipo Foot Massager with Rolling Massage and Air Compression. Please read this user manual carefully and keep it in a safe place for future reference. If you need any assistance, please contact our support team with your product model number and Amazon order number.

**Included**  
1 x Foot massager  
1 (pair) x Insoles  
1 x Adapter  
1 x User manual

**Product Specifications**

Model	MGF-F15
Name	Naipo Foot Massager with Rolling Massage and Air Compression
Input	12V 3A
Power consumption	36W
Timer	10 minutes / 15 minutes / 20 minutes

**Important Safeguards**

1. Please do not use the product in a humid environment to avoid electric shocks and other possible accidents.
2. Please do not use the product in a dusty environment, otherwise malfunction might occur.
3. Please do not expose the product to the sunlight.
4. Please do not sit on the product.
5. People with health problems should consult a doctor before using the product.
6. Supervision from adults is necessary if users are children or people with reduced ability.
7. Pregnant women should not use the product.
8. Please do not use the product if you are to sleep soon.
9. Please stop using the product if severe pain or discomfort is felt during the use.
10. Please do not use the product if it works abnormally.
11. It's recommended that massage time not exceed 20 minutes at a time.

**Q & A**

Problem	Solution
The product does not work / the product stops working.	Please check whether the adapter is connected tightly to the power supply. Please check if the adapter is connected to the product properly. The product shuts off automatically after reaching the preset time. Please restart the product. Please contact the customer service.
The heating effect is not that obvious.	Please wait for 5 minutes after the heating function has been activated.

**Product Diagram**

**1. Power Button**  
1) After connected to the power supply, the product will shift to the standby mode with an audible signal, and the logo will light up [blue].  
2) Press the button to turn on the product, and all functions will be activated by default.

**2. Heating Button**  
When the product is turned on, the heating function will be activated by default (indicator: blue). Press the button to shut off the function with the indicator off.

**3. Intensity Button**  
1) Weak: When the product is turned on, the intensity level will be weak by default (indicator: blue).  
2) Medium (indicator: green)  
3) High (indicator: red)

**4. Mode Button**  
1) Mode 1: Rolling massage + air compression (massage time: rolling massage > air massage / indicator: blue)  
2) Mode 2: Rolling massage + air compression (massage time: air massage > rolling massage / indicator: red)  
3) Mode 3: Air massage (indicator flickers between blue and red alternately)

**5. Timer Button**  
1) 10 minutes: When the product is turned on, the working time of the product will be 10 minutes by default (indicator: blue).  
2) 15 minutes: Press the button, and the working time of the product will be 15 minutes (indicator: red).  
3) 20 minutes: Press the button again, and the working time of the product will be 20 minutes (indicator: purple).

**Product Maintenance**

1. Please disconnect the product from the power supply before cleaning.
2. Please wipe the surface of the product with mildly damp cloth or sponge for cleaning.
3. Please do not clean with corrosive detergent.
4. The foot sleeves could be detached for cleaning.
5. Please store the product in a cool and dry place.

**Warranty & Customer Support**  
For questions, assistance, support, or warranty claims, please contact us via the email or the address below.  
Web: www.naipocare.com  
E-mail: support@naipocare.com  
Address: Huanan City Electronic Trading Building P07 Room 120, Longgang District, Shenzhen, China.

\*Note: Products purchased directly from Naipo benefit from our after-sales service. If the purchases are made from other selling teams, we recommend you contact them for warranty issues.

**Einleitung**  
Vielen Dank, dass Sie die Naipo Fußmassagergerät mit Rollenmassage und Luftkompression gewählt haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf, um Sie in Zukunft als Hilfsmittel benutzen können. Wenn Sie irgendeine Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an unser Support-Team mit Ihrer Produkt-Modellnummer und Amazon-Bestellnummer.

**Lieferumfang**  
1 x Fußmassagergerät  
1 (Paar) x Innersolen  
1 x Adapter  
1 x Bedienungsanleitung

**Produktspezifikationen**

Modell	MGF-F15
Name	Naipo Fußmassagergerät mit Rollenmassage und Luftkompression
Eingang	12V 3A
Energieverbrauch	36W
Zeitregler	10 minutes / 15 minutes / 20 minutes

**Wichtige Sicherheitshinweise**

1. Bitte benutzen Sie dieses Produkt nicht in feuchter Umgebung um elektrische Schläge und andere mögliche Unfälle zu vermeiden.
2. Bitte benutzen Sie dieses Produkt nicht in staubiger Umgebung um mögliche Fehlfunktionen zu vermeiden.
3. Bitte setzen Sie dieses Produkt keiner direkten Sonnenstrahlung aus.
4. Bitte sitzen Sie nicht auf diesem Produkt.
5. Personen mit gesundheitlichen Problemen sollten vor Nutzung dieses Produktes ärztliche Beratung suchen.
6. Nutzung durch Kinder oder behinderte Personen nur unter Aufsicht Erwachsener.
7. Schwangere Frauen sollten dieses Produkt nicht nutzen.
8. Bitte beenden Sie die Nutzung des Produktes bei Auftreten von Schmerzen oder Unwohlsein.
9. Bitte benutzen Sie das Produkt nicht wenn Sie eine abnormale Funktion feststellen.
10. Es wird empfohlen, dass die Massagezeit 20 Minuten nicht überschreitet.

**Häufig gestellte Fragen**

Problem	Lösung
Das Produkt funktioniert nicht. / Das Produkt hört auf zu funktionieren.	Bitte überprüfen Sie ob der Adapter korrekt mit der Stromquelle verbunden ist. Bitte überprüfen Sie ob der Adapter korrekt mit dem Produkt verbunden ist. Das Produkt schaltet nach Ablauf der voreingestellten Zeit automatisch ab. Bitte starten Sie das Produkt erneut. Bitte kontaktieren Sie den Kundenservice.
Der Wärmeeffekt ist nicht spürbar.	Bitte warten Sie 5 Minuten nachdem die Wärmefunktion aktiviert wurde.

**Produkt Diagramm**

**1. Einschaltknopf**  
1) Nach dem Verbinden mit der Stromzufuhr wechselt das Produkt in den Standby-Modus mit einem hörbaren Signal. Das Logo leuchtet blau.  
2) Drücken Sie den Knopf um das Produkt einzuschalten und alle Funktionen werden automatisch aktiviert.

**2. Wärmeknopf**  
Wenn das Produkt eingeschaltet ist wird die Wärmefunktion automatisch aktiviert. (Anzeige leuchtet blau) Drücken Sie den Knopf um diese Funktion auszuschalten. (Anzeige erlischt)

**3. Intensitätsknopf**  
1) Schwach: Wenn das Produkt eingeschaltet ist, ist die Intensität standardmäßig schwach. (Anzeige leuchtet blau)

2) Mittel (Anzeige leuchtet grün)  
3) Stark (Anzeige leuchtet rot)

**4. Modusknopf**  
1) Modus 1: Rollenmassage + Luftkompression (Massagezeit: Rollenmassage > Luftmassage / Anzeige: blau)  
2) Modus 2: Rollenmassage + Luftkompression (Massagezeit: Luftmassage > Rollenmassage / Anzeige: rot)  
3) Modus 3: Luftmassage (Anzeige leuchtet abwechselnd blau und rot)

**5. Zeitreglerknopf**  
1) 10 Minuten: Wenn das Produkt eingeschaltet ist beträgt die Standardmassagezeit 10 Minuten. (Anzeige: blau)  
2) 15 Minuten: Drücken Sie den Knopf um die Massagezeit auf 15 Minuten zu erhöhen. (Anzeige: rot)  
3) 20 Minuten: Drücken Sie den Knopf erneut um die Massagezeit auf 20 Minuten zu erhöhen. (Anzeige: violett)

**Wartung**  
1. Bitte trennen Sie das Produkt von der Stromquelle vor jeder Säuberung.  
2. Bitte wischen Sie die Oberfläche des Produktes sanft mit einem feuchten Tuch ab.  
3. Bitte nicht mit ätzenden Reinigungsmitteln säubern.  
4. Die Fußmuffen können zur Säuberung entfernt werden.  
5. Bitte lagern Sie das Produkt an einem kühlen und trockenen Ort.

**Garantie und Kundendienst**  
In Bezug auf Fragen, Unterstützung, Support oder Garantiesprüchen wenden Sie sich bitte an die unten angegebene Adresse.  
Web: www.naipocare.com  
E-Mail: support@naipocare.com  
Adresse: Huanan City Electronic Trading Building P07 Raum 120, Longgang District, Shenzhen, China.

\* Hinweis: Alle Produkte, die direkt von Naipo gekauft werden, werden wir Qualitätsgarantie bieten. Wenn Sie von einem anderen Verkäufer gekauft haben, wenden Sie sich bitte bei Service oder Garantieprobleme direkt an die andere Verkäufer.

**Introduction**  
Nous vous remercions d'avoir acheté le Naipo Masseur de pied roulant par air compression. Nous vous prions de lire attentivement et enlèvement ce mode d'emploi avant d'utiliser ce produit, nous ne sommes pas responsables des erreurs ou des conséquences résultant de l'utilisation incorrecte ou du non-respect des consignes de ce manuel. Si vous avez besoin d'aide, contactez notre équipe avec le numéro de référence produit et le numéro de commande d'Amazon.

**Inclus**  
1 x Masseur de pied  
1 (paire) x Insoles  
1 x Adapter  
1 x Manuel d'utilisation

**Spécifications**

Modèle	MGF-F15
Nom	Naipo Masseur de pied roulant par air compression
Input	12V 3A
Consommation électrique	36W
Timer	10 minutes / 15 minutes / 20 minutes

**Mesures de protection**

1. Ne pas utiliser le produit dans un environnement trop humide pour éviter des chocs électriques et d'autres accidents possibles.
2. Ne pas utiliser le produit dans un environnement poussiéreux, afin d'éviter tout risque de dysfonctionnement.
3. Ne pas surélever le produit à la lumière du soleil.
4. Ne pas s'asseoir sur le produit.
5. Les personnes ayant des problèmes de santé doivent consulter un médecin avant son utilisation.
6. La présence d'adultes est obligatoire si les utilisateurs sont des enfants ou des personnes ayant des capacités réduites.
7. L'utilisation par des femmes enceintes est déconseiller pour utiliser ce produit.
8. Ne pas utiliser le produit juste avant de dormir.
9. Ne pas utiliser le produit en cas de douleur ou malaise intense ressentit pendant l'utilisation.
10. Ne pas utiliser le produit si cela fonctionne anormalement.
11. Nous recommandons que le temps par séance de massage ne dépasse pas 20 minutes.

**Q & A**

Problème	Solution
Le produit ne marche pas ou ne marche plus.	Vérifier si l'adaptateur est correctement connecté à l'alimentation électrique. Veuillez vérifier si l'adaptateur est correctement connecté au produit. Le produit s'éteint automatiquement après un certain temps d'utilisation, veuillez redémarrer le produit. Contactez le support technique
La fonctionne chauffage n'est pas trop chaude	Veuillez attendre 5 minutes après que la fonction de chauffage ait été activée.

**Aperçu du produit**

**1. Bouton Power**  
1) Une fois branché, le produit est en mode veille, un signal sonore et le logo s'allume (bleu).  
2) Appuyez sur le bouton pour allumer le produit et toutes les fonctions seront activées par défaut.

**2. Bouton de chauffage**  
Lorsque le produit est allumé, la fonction de chauffage sera activée par défaut (voyant : bleu) Appuyez sur le bouton pour éteindre le chauffage.

**3. Bouton d'intensité**  
1) Faible : Lorsque le produit est allumé, le niveau d'intensité sera faible par défaut (voyant: bleu).  
2) Moyen (voyant: vert)  
3) Haut (voyant: rouge)

**4. Bouton Mode**  
1) Mode 1: Massage roulant + compression d'air (Temps de massage: massage par roulement> massage de l'air / voyant d'air: bleu)  
2) Mode 2: Massage roulant + compression d'air (temps de massage: massage de l'air> massage par roulement / voyant: rouge)  
3) Mode 3: Massage à l'air (Voyant clignote alternativement entre le bleu et le rouge)

**5. Bouton Timer**  
1) 10 minutes: Lorsque le produit est allumé, il s'arrête au bout de 10 minutes (voyant: bleu).  
2) 15 minutes: Appuyez sur le bouton, et il s'arrête au bout de 15 minutes (voyant: rouge).  
3) 20 minutes: Appuyez à nouveau sur le bouton et il s'arrête au bout de 20 minutes (voyant: violet).

**Entretien du produit**

1. Veuillez débrancher le produit avant de le nettoyer.
2. Essuyez la surface du produit avec un chiffon légèrement humide ou une éponge pour le nettoyage.
3. Ne pas nettoyer avec un détergent corrosif.
4. Les manchons de pied peuvent être détachés pour le nettoyage.
5. Veuillez stocker le produit dans un endroit frais et sec.

**Garantie et service clientèle**  
Pour toute question, assistance ou réclamation de garantie, veuillez nous contacter par e-mail ou à l'adresse ci-dessous.  
Web: www.naipocare.com  
E-mail: support@naipocare.com  
Adresse: Bâtiment de commerce électronique de la ville de Huanan P07 Pièce 120, District de Longgang, Shenzhen, Chine.

\* Note: Les produits achetés directement auprès de Naipo bénéficient de notre service après-vente. Si les achats sont effectués auprès d'autres revendeurs nous vous recommandons de les contacter pour les problèmes de garantie.

**Introducción**  
Gracias por comprar el Masajeador de pies Naipo con masaje rodante y compresión de aire. Lea atentamente este manual de instrucciones y guárdelo en un lugar seguro para futuras consultas. Si necesita alguna ayuda, póngase en contacto con nuestro equipo de asistencia técnica con el número de modelo de su producto y el número de pedido de Amazon.

**Incluido**  
1 x Masajeador de pies  
1 (par) x plantillas  
1 x Adaptador  
1 x Manual de usuario

**Especificaciones del producto**

Modelo	MGF-F15
Nombre	Masajeador de pies Naipo con masaje rodante y compresión de aire
Entrada	12V 3A
Consumo de energía	36W
Temporizador	10 minutos / 15 minutos / 20 minutos

**Importantes medidas de seguridad**

1. No utilice el producto en un ambiente húmedo para evitar descargas eléctricas y otros posibles accidentes.
2. Por favor, no use el producto en un ambiente polvoriento, de lo contrario podría producirse un mal funcionamiento.
3. Por favor, no exponga el producto a la luz solar.
4. Por favor, no se siente sobre el producto.
5. Las personas con problemas de salud deben consultar a un médico antes de usar el producto.
6. Es necesaria la supervisión de adultos si los usuarios son niños o personas con capacidades reducidas.
7. Las mujeres embarazadas no deben usar el producto.
8. Por favor, no use el producto si va a dormir pronto.
9. Por favor deje de usar el producto si siente dolor o incomodidad durante el uso.
10. Por favor, no use el producto si funciona anormalmente.
11. Se recomienda que el tiempo de masaje no exceda los 20 minutos a la vez.

**Preguntas & Respuestas**

Problema	Solución
El producto no funciona. / El producto deja de funcionar.	El producto no funciona. / El producto deja de funcionar. Verifique si el adaptador está conectado al producto correctamente. El producto se apaga automáticamente después de alcanzar el tiempo preestablecido. Por favor, reinicie el producto. Por favor, póngase en contacto con el servicio al cliente.
El efecto de calentamiento no es tan obvio.	Esperar 5 minutos después de que se haya activado la función de calentamiento.

**Diagrama del producto**

**1. Botón de encendido**  
1) Después de conectarlo a la fuente de alimentación, el producto cambiará al modo de espera con una señal audible, y el logotipo se iluminará (azul).  
2) Presione el botón para encender el producto, y todas las funciones se activarán de manera predefinida.

**2. Botón de calor**  
Cuando se enciende el producto, la función de calefacción se activará por defecto (indicador: azul). Presione el botón para apagar la función con el indicador apagado.

**3. Botón de intensidad**  
Débil: cuando el producto está encendido, el nivel de intensidad será débil por defecto (indicador: azul).  
1) Medio (indicador: verde)  
2) Alto (indicador: rojo)

**4. Botón de modo**  
1) Modo 1: masaje rodante + compresión de aire (tiempo de masaje: masaje rodante> masaje / indicador de aire: azul)  
2) Modo 2: masaje rodante + compresión de aire (tiempo de masaje: masaje de aire> masaje rodante / indicador de rodadura: rojo)  
3) Modo 3: masaje de aire (el indicador parpadea entre azul y rojo alternativamente)

**5. Botón temporizador**  
1) 10 minutos: cuando el producto está encendido, el tiempo de trabajo del producto será de 10 minutos por defecto (indicador: azul).  
2) 15 minutos: presione el botón, y el tiempo de trabajo del producto será de 15 minutos (indicador: rojo).  
3) 20 minutos: presione el botón de nuevo, y el tiempo de trabajo del producto será de 20 minutos (indicador: violeta).

**Mantenimiento del producto**

1. Desconecte el producto de la fuente de alimentación antes de limpiarlo.
2. Por favor, limpie la superficie del producto con un paño ligeramente húmedo o una esponja para limpiar.
3. Por favor, no limpie con detergente corrosivo.
4. Las mangas de los pies pueden separarse para su limpieza.
5. Por favor, guarde el producto en un lugar fresco y seco.

**Garantía y servicio de atención al cliente**  
Para preguntas, asistencia, soporte o reclamos de garantía, contáctenos a través del correo electrónico o la dirección a continuación.  
Web: www.naipocare.com  
E-mail: support@naipocare.com  
Address: Huanan City Electronic Trading Building P07 Room 120, Longgang District, Shenzhen, China.

\* Nota: Los productos comprados directamente de Naipo se benefician de nuestro servicio posventa. Si las compras se realizan desde otros equipos de venta, le recomendamos que se contacte con ellos para cuestiones de garantía.

**Introduzione**  
La ringraziamo per aver scelto il Naipo Massaggiatore per Piedi con Massaggio a Rullo e Aria Compressa. Si prega di leggere attentamente questo manuale d'utente e salvarlo bene per il riferimento in futuro. Se avessi bisogno qualsiasi assistenza, si prega di contattare il nostro team di supporto con il numero del modello e il numero d'ordine di Amazon.

**La confezione include**  
1 x Massaggiatore plantare  
1 (Paia) x Solette  
1 x Alimentatore  
1 x Manuale utente

**Specifiche prodotto**

Modello	MGF-F15
Nome	Naipo Massaggiatore per Piedi con Massaggio a Rullo e Aria Compressa
Potenza in entrata	12V 3A
Consumo di energia	36W
Timer	10 minuti / 15 minuti / 20 minuti

**Misure di protezione**

1. Non utilizzare in luoghi umidi al fine di evitare spiacevoli inconvenienti.
2. Per l'utilizzo di questo prodotto da parte di bambini o disabili è necessaria la supervisione di un adulto.
3. Non esporre il prodotto alla luce diretta del sole.
4. Non sedersi sul prodotto.
5. Se persone affette da patologie gravi dovrebbero consultare il medico prima di utilizzare questo prodotto.
6. Per l'utilizzo di questo prodotto da parte di bambini o disabili è necessaria la supervisione di un adulto.
7. L'utilizzo di questo prodotto è sconsigliato alle donne in gravidanza
8. Non utilizzare questo prodotto poco prima di addormentarsi
9. Interrompere immediatamente il trattamento in caso di sensazioni non confortevoli o anomale.
10. Non utilizzare il prodotto in caso di guasto o funzionamento anormale.
11. Consigliamo di non superare la durata di 20 minuti per ogni trattamento.

**Domande e risposte**

Problema	Soluzione
Il dispositivo non funziona / lo smesso di funzionare	Assicurarsi che il cavo dell'alimentazione sia inserito correttamente alla presa della corrente Assicurarsi che il cavo dell'alimentazione sia collegato correttamente al dispositivo Il dispositivo si spegne automaticamente allo scadere del tempo preimpostato, riavviare il dispositivo. Se il problema persiste, contattare il servizio clienti.
La funzione calore non è sufficientemente percepibile.	Attendere 5 minuti dall'attivazione della funzione calore.

**Illustrazione del prodotto**

**1. Pulsante Accensione/Spengimento**  
1) Dopo aver collegato il dispositivo alla presa elettrica esso si avvierà in modalità Standby emettendo un segnale sonoro e il logo si illuminerà di blu.  
2) Premere il pulsante e il dispositivo si avvierà attivando automaticamente tutte le funzioni.

**2. Pulsante Calore**  
La funzione calore si attiverà automaticamente all'avvio del dispositivo (luce blu), premere il pulsante per disattivarla.

**3. Pulsante Intensità**  
1) Basso: all'accensione del dispositivo l'intensità impostata in automatico sarà bassa (indicatore: blu).  
2) Medio (indicatore: verde)  
3) Alto (indicatore: rosso)

**4. Pulsante Modalità**  
1) Modalità 1: massaggio a impastamento + compressione ad aria (Ordine massaggio: Impastamento > Compressione ad aria / indicatore: blu)  
2) Modalità 2: massaggio a impastamento + compressione ad aria (Ordine massaggio: Compressione ad aria > Impastamento / indicatore: rosso)  
3) Modalità 3: massaggio ad aria (indicatore: alternato blu / rosso)

**5. Pulsante Timer**  
1) 10 minuti: quando il dispositivo viene attivato il tempo preimpostato è di 10 minuti (luce blu).  
2) 15 minuti: premere il pulsante per impostare il timer a 15 minuti (indicatore: rosso).  
3) 20 minuti: premere nuovamente per impostare il timer a 20 minuti (indicatore: viola).

**Manutenzione Prodotto**

1. Scollegare il dispositivo dalla presa elettrica prima di pulirlo.
2. Utilizzare un panno leggermente umido o una spugna per pulire la superficie del dispositivo.
3. Non utilizzare detersivi corrosivi per pulire il dispositivo.
4. Le solette sono rimovibili e lavabili.
5. Riporre il dispositivo in un luogo fresco e asciutto.

**Garanzia e Supporto al Cliente**  
Per qualsiasi tipo di domanda, assistenza, supporto, o richieste relative alla garanzia, si prega di contattare il nostro servizio clienti:  
Sito Web: www.naipocare.com  
E-mail: support@naipocare.com  
Indirizzo: Huanan City Electronic Trading Building P07 Room 120, Longgang District, Shenzhen, China.

\*Nota: Solo i prodotti acquistati direttamente da Naipo godono del nostro servizio post-vendita. Se l'acquisto è stato effettuato da un altro fornitore, si prega di entrare in contatto con questi per garanzia e supporto.