




## User Manual



**Eye Massager**  
Model: MGE-1822

### Contents

English	01-06
Français	07-12

Shenzhen Bestvap Technology Co., Ltd.  
Web: www.naipocare.com  
E-mail: bestvap@naipocare.com  
Add: 503 ManTao Building 720 Minzhi  
Avenue Minzhi Street Longhua District,  
Shenzhen, Guangdong 518000



### Introduction

Thank you for purchasing the NAIPO Eye Massager. Please read this user manual carefully and keep it in a safe place for future reference. If you need any assistance, please contact our support team with your product model number and Amazon order number.

### Included

- 1 \* Eye Massager
- 1 \* USB Charging Cable
- 1 \* Storage Bag
- 1 \* Users Manual

### Product Specifications

Model	MGE-1822
Name	Eye Massager
Rated Power	5V--- (Recommend Using USB Adaptor > 1A)
Mode	SLEEP/MED/HARD
Battery Capacity	1500mAh

### \*Please Read The Users Manual Carefully Before Use.

### Important Safety Precautions


- Do not wear accessories around your eyes when using this product.
- For those with symptoms of eye disease, patients with major eye diseases such as eye surgery, glaucoma, cataract, and retinal detachment, please DO NOT use this product.
- For those who have medical electronic devices implants, such as cardiac pacemakers, or patients with malignant tumors, heart disease, or severe hypertension, please consult your physician before using this product.
- Children and mentally/physically disabled can only use the product with special supervision of a responsible adult.

- 01 -


- If you experience bodily pain and discomfort during use, please stop using it immediately and consult your doctor.
- This product is not a toy and can not be given to children for fun.
- This product is for single-person use. Do not operate simultaneously on more than 1 person each time.
- This product is only for home use. It is not a piece of medical equipment and is not intended for self-diagnosis, treatment, or other commercial purposes.
- Please charge the product using only accompanied adaptor and please be careful while you charge.
- Please cut off the power when the product exhibit malfunctioning. Do not disassemble or fix the product on your own.
- Do not use the product if you have a fever or body temperature higher than 38°C.
- Please do not disassemble the product on your own to prevent product malfunctioning.
- Do not use a power source other than the rated power to prevent fire, physical injuries, or product damages.
- Do not damage, destroy, over-bend, pull, twist, or tie the power adaptor.
- Do not expose the product in the environment of high-temperature or hot water.
- The product should not be discarded with regular home disposal. Please follow the local guideline for disposing of the product.
- For questions or inquiries, please email our customer support at support@naipocare.com.
- The direction of connecting the product or the USB power adaptor depends on the product model. Please do not force to connect to the product in case of damaged or shorted connected that may lead to fire or product malfunctioning.

- 02 -

### Product Diagram



### Monitor Display



### Operation Instructions

- Using**
- Power On: In OFF condition, long press the Power button, the product will be activated after a beep sound.
  - Mode Switch: The default mode is MED after the product is powered on. Short press the Power button to switch. In looping sequence, between MED, HARD, SLEEP.
- SLEEP Mode (Air-pressure), 15min/round.

- 03 -

- MED Mode (Air-pressure+Music), 10min/round.
  - HARD Mode (Air-pressure+Heating+Vibration+Music), 15min/round.
  - Music: The MED and HARD modes are built-in with default music.
- Continuous pressing 3 times the Power button to turn the music off.**
- Power Off: Long press the Power button and the product would switch off after a beep sound.
  - Battery: When the product battery is insufficient, the battery symbol will start to flash.
  - Charging: During charging, the battery symbol would indicate that the product is charging. When the indicator remains lit, meaning that the charging is complete.
- \*Note: Charging Safety System: The product can not be activated during charge. If the product is plugged into the power during the working condition, it will automatically shut off due to the safety system).

### Charging

- Plug the USB adaptor with the charging port (Please take special note about the direction for connecting the Micro USB adaptor).
- After being connected to an appropriate power source, the battery indicator located on the top right corner of the monitor will start to indicate the charging progress.
- Please disconnect the product with the power source as soon as possible after the charging is complete. It takes roughly about 1.6 hours for a full charge.
- Please charge the product with a stable power source, otherwise, the battery capacity would be too low, thus extending the charging time.
- We recommend using USB adaptor with rated power larger than 1A.

### Cleaning & Maintenance

- Please turn off the power before cleaning the product.
- Please wipe the product with a soft cloth.
- If the product is very dirty, you can wipe it with cotton fabrics or cotton balls dampened with alcohol.
- Do not use water or corrosive liquids to clean the product.

- 04 -

### Storage

Please place the product inside of the storage bag with its original package and store it in a safe place.  
Do not put heavy weights on top of the product.  
Please take moisture, rodent and pollution prevention measures before storing the product.  
For product in more than 3 months of storage, please recharge before use.  
Do not store the product in places with direct sunlight, or corrosive gas.

### Troubleshooting

Problem	Reason	Solution
Can not turn on.	Power button wasn't pressed. Insufficient battery.	Press the Power button. Please recharge.
Can't charge.	Adaptor is not connected properly.	Check and reconnect the power adaptor.
Indicator light is weak or flashing. Air-pressure strength is weak.	Insufficient battery.	Please recharge.
Stopped working during operation.	Massage timer is off. Battery is out.	Press the Power button to reactivate the product. Recharge the battery.

- 05 -

### Warranty & Customer Support

If you need help regarding product issues, after-sales service, or other relevant problems, please contact us via the email on the cover.

\*Note: Products purchased directly from NAIPO benefit from our after-sales service. If the purchases are made from other selling teams, we recommend you contact them for warranty issues.

- 06 -

### Introduction

Merci d' avoir acheté la Naipo Masseur Des Yeux. Veuillez lire attentivement tous les instructions concernant ce produit. Si vous avez besoin d' aide, veuillez contacter notre service clientèle avec votre modèle de produit et le numéro de commande d' Amazon.

### Ce Que Vous Obtenez

- 1 \* Masseur Des Yeux
- 1 \* Câble de Charge USB
- 1 \* Sac de Rangement
- 1 \* Manuel d'Instructions

### Spécifications du Produit

Modèle	MGE-1822
Nom	Eye Massager
Puissance Nominale	5V--- (Recommend Using USB Adaptor > 1A)
Mode	SOMMEIL/MODÉRÉ/FORT
Capacité de la Batterie	1500mAh

### \*Veuillez Lire Attentivement Ce Manuel d'Instructions Avant Utilisation.

### Précautions de Sécurité Importantes


- Ne portez pas d'accessoires autour de vos yeux lors de l'utilisation.
- Pour les personnes présentant des symptômes de maladie oculaire, les patients souffrant de maladies oculaires graves telles que la chirurgie oculaire, le glaucome, la cataracte et le décollement de la rétine, veuillez NE PAS utiliser ce produit.
- Pour les personnes qui ont des implants d'appareils électroniques médicaux, tels que des stimulateurs cardiaques, ou les patients qui ont des tumeurs malignes, des maladies cardiaques ou d'hypertension sévère, veuillez consulter votre médecin avant utilisation.
- Les enfants et les handicapés mentaux ou physiques ne peuvent utiliser ce produit que sous la surveillance spéciale d'un adulte responsable.

- 07 -


- Si vous ressentez des douleurs et des gênes corporelles pendant l'utilisation, veuillez cesser de l'utiliser immédiatement et consulter votre médecin.
- Ce produit n'est pas un jouet et ne peut pas être donné aux enfants pour le plaisir.
- Ce produit est destiné à une utilisation par une seule personne. Ne l'utilisez pas simultanément pour plus d'une personne à chaque fois.
- Ce produit est uniquement destiné à un usage domestique. Il n'est pas un équipement médical et n'est pas destiné à l'autodiagnostic, ou traitement ou à d'autres fins commerciales.
- Veuillez charger ce produit en utilisant uniquement l'adaptateur fourni et soyez prudent lors de la charge.
- Veuillez débrancher ce produit lorsqu'il présente des défaillances. Ne démontez pas et ne réparez pas ce produit vous-même.
- N'utilisez pas ce produit si vous avez de la fièvre ou votre température corporelle est supérieure à 38°C.
- Veuillez ne pas démonter ce produit vous-même pour éviter tout dommage du produit.
- N'utilisez pas une source d'alimentation autre que la puissance nominale pour éviter un incendie, des blessures physiques ou des dommages du produit.
- N'endommagez pas, ne cassez pas, ne pliez pas, ne tirez pas, ne tordez pas ou n'attachez pas l'adaptateur.
- N'exposez pas ce produit dans un environnement à haute température ou avec de l'eau chaude.
- Ce produit ne doit pas être jeté avec d'autres déchets ménagers ordinaires. Veuillez suivre les règlements locaux pour l'élimination du produit.
- N'endommagez pas, ne cassez pas, ne pliez pas, ne tirez pas, ne tordez pas ou n'attachez pas l'adaptateur.
- N'exposez pas ce produit dans un environnement à haute température ou avec de l'eau chaude.
- Ce produit ne doit pas être jeté avec d'autres déchets ménagers ordinaires. Veuillez suivre les règlements locaux pour l'élimination du produit.
- Pour toute question ou demande de renseignements, veuillez nous contacter via notre adresse e-mail de service clientèle: support@naipocare.com.
- Le sens de connexion du produit ou de l'adaptateur secteur USB dépend du modèle du produit. Veuillez ne pas forcer à connecter le produit en cas de connexion endommagée ou en court-circuit, sinon cela pourrait entraîner un incendie ou des dommages du produit.

- 08 -

### Schéma de Produit



### Écran d'Affichage



### Instructions

- Comment Utiliser**
- Allumer: Dans l'état d'arrêt, appuyez longuement sur le bouton marche /arrêt, ce produit s'allumera après un bip sonore.
  - Changer le Mode: Le mode par défaut est MODÉRÉ après que ce produit soit allumé. Appuyez brièvement sur le bouton marche/arrêt pour basculer le mode, en séquence en boucle, entre MODÉRÉ, FORT, SOMMEIL.
- Mode SOMMEIL (Pression d'air), 15 min/fois.

- 09 -

- Mode MODÉRÉ (Pression d'air + Musique), 10 min/fois.
  - Mode FORT (Pression d'air + Chauffage + Vibration + Musique), 15 min/fois.
  - Musique: Les modes MODÉRÉ et FORT ont une musique par défaut intégrée.
- Appuyez 3 fois en continu sur le bouton marche/arrêt pour désactiver la musique.**
- Éteindre: Appuyez longuement sur le bouton marche/arrêt et ce produit s'éteindra après un bip sonore.
  - Batterie: Lorsque la batterie du produit est faible, le symbole de batterie commence à clignoter.
  - Charge: Pendant la charge, le symbole de batterie indique que le produit est en cours de charge. Lorsque l'indicateur reste allumé, ce qui signifie que la charge est terminée.
- \*À NOTER: Système de Sécurité de Charge: Ce produit ne peut pas être allumé pendant la charge. (Si le produit est branché pendant le fonctionnement, il s'éteindra automatiquement en raison du système de sécurité).

### Comment Charger

- Brancher l'adaptateur USB avec le port de charge (Faites particulièrement attention au sens de connexion de l'adaptateur Micro USB).
- Une fois connecté à une source d'alimentation appropriée, l'indicateur de batterie en haut à droite de l'écran commencera à indiquer l'état de la charge.
- Veuillez débrancher ce produit dès que possible une fois la charge terminée. Il faut environ 1.6 heure pour une charge complète.
- Veuillez charger ce produit avec une source d'alimentation stable, sinon la capacité de la batterie serait trop faible, prolongeant ainsi le temps de charge.
- Il est recommandé d'utiliser un adaptateur USB avec une puissance nominale supérieure à 1A.

### Nettoyage & Entretien

- Veuillez éteindre ce produit avant nettoyage.
- Veuillez essuyer ce produit avec un chiffon doux.
- Si ce produit est très sale, vous pouvez l'essuyer avec des tissus en coton ou des boules de coton imbibées d'alcool.

- 10 -

- N'utilisez pas d'eau ou de liquides corrosifs pour nettoyer ce produit.

### Stockage

Veuillez placer ce produit dans le sac de rangement avec son emballage d'origine et le stocker dans un endroit sûr.  
Ne posez pas d'objets lourds sur le produit.  
Veuillez prendre des mesures de prévention contre l'humidité, les rongeurs et la pollution avant stockage.  
Si le produit a été stocké pendant plus de 3 mois, veuillez le recharger avant utilisation.  
Ne stockez pas ce produit dans des endroits exposés à la lumière directe du soleil ou à un gaz corrosif.

### Dépannage

Problème	Cause	Solution
Le produit ne peut pas être allumé.	Vous n'avez pas appuyé sur le bouton marche/arrêt. La batterie est faible.	Appuyez de nouveau sur le bouton marche/arrêt. Veuillez charger le produit.
Le produit ne peut pas être chargé.	L'adaptateur n'est pas correctement connecté.	Vérifiez et reconnectez l'adaptateur.
La lumière de l'indicateur est faible ou clignote. La force de la pression d'air est faible.	La batterie est faible.	Veuillez charger le produit.
Le produit s'arrête pendant le fonctionnement.	Le message est terminé. La batterie est déchargée.	Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour réactiver le mode de massage. Veuillez charger la batterie.

- 11 -

### Garantie et assistance client

Si vous avez besoin d'aide concernant les problèmes des produits, le service après-vente, etc., veuillez nous contacter par e-mail sur la couverture.

\*Note: Les produits achetés directement auprès de Naipo bénéficient de notre service après-vente. Si les achats sont effectués auprès d'autres vendeurs, nous vous recommandons de les contacter pour les problèmes de garantie.

- 12 -