




## User Manual



### Foot Massager With Heat and Rolling Massage

Model: MGF-839A

Shenzhen Pinlong E-Commerce Co., Ltd.  
Web: www.naipocare.com  
E-mail: support@naipocare.com  
Add: Huanan City Electronic Trading Building P07  
Room 120, Longgang District, Shenzhen, China.



#### Introduction

Thank you for purchasing the Naipo Foot Massager With Heat and Rolling Massage. Please read this user manual carefully and keep it in a safe place for future reference. If you need any assistance, please contact our support team with your product model number and Amazon order number.

#### Included

- 1 x Foot massager
- 1 x User manual
- 1 x Adapter

#### Product Specifications

|                   |   |
|-------------------|---|
| Name              | Naipo Foot Massager With Heat and Rolling Massage |
| Model             | MGF-839A  |
| Voltage           | 100V-240V 50Hz/60Hz                               |
| Power consumption | 65W   |
| Timer             | 15 minutes  |


#### Important Safeguards

- Please avoid the direct contact of your skin with the product.
- The product is equipped with heating device, so be aware of this if users are people insensitive to heat.
- Please do not use the product in an environment where there is a high percentage of gasoline, diluent, alcohol, or other corrosive detergents like bleach to avoid color changing, deformation, cracks, or malfunction.
- Please do not sit on the product or place heavy objects on it.
- Please do not expose the product to direct sunlight.
- People listed below should not use the product:
  - Pregnant women;
  - People who suffer from heart diseases or other health problems.
- It is recommended not to use the product for more than 15 minutes at a time. Overly long use of a time might cause muscle pain or nerve pain.
- Children are not allowed to use the product without supervision from adults.
- Before or when using the product, please do not apply medical/cosmetic cream or emulsion on the product, or use any foot powder.
- Please do not use the product if there is damage on foot sleeves or the power cable.
- Please do not use the product if there enters inside it by accident.
- Please stop using the product if abnormal or severe pain occurs.

#### Product Diagram

- Zipper
- Control panel
- Lower shell
- Detachable foot sleeves (detaching: unzip to detach foot sleeves / installing: attach the hook and loop fastener and then zip up)
- Upper shell

#### Control Panel



**Power:** When the product is under the standby mode, the red light flickers; Press the button to turn on the product with functions like automatic massage program, heating function, and tapping massage being activated (green light); Press the button again to stop all functions.

**System:** When the product is working, press this button to shift among 3 automatic massage programs (with green light, blue light, and red light interchanging for each program).

**Mode:** Under automatic massage program, press this button to control tapping massage, rolling massage, and air compression.  
When the product is turned on, tapping massage, air compression, and rolling massage will be activated (green light); Press the button to stop tapping massage while air compression and rolling massage remain (blue light); Press this button again to stop rolling massage while air compression and tapping massage remain (red light); Press the button for the third time stop rolling massage and tapping massage while air compression remains (light: off).

**Intensity:** Press the button to adjust among 3 intensity levels (low: green light / medium: blue light; high: red light); When the product is turned on, low intensity level would be activated by default.  
**Note:** Long press the "Mode" button to activate tapping massage alone; Press the "Intensity" button to adjust tapping massage speed among 3 levels; Press the "Mode" button to choose among 3 tapping massage modes.  
If tapping massage is not activated alone, press the "Intensity" button to adjust air compression among 3 intensity levels.

#### Product Maintenance

- Please disconnect the product from the power supply before cleaning.
- Please clean only with soft and mildly damp sponge.
- Please do not clean with any corrosive detergent (like benzene and diluent).

#### Questions & Answers

| Problem   | Solution   |
|---|--|
|   | Please check whether the power cable is in good condition without any damage.  |
|   | Please check whether the plug is connected properly.   |
| The product fails to work after the power supply. | After working for long, the temperature of the product and the motor might get overly high, and the product will automatically shift to protection state; Please disconnect the product from the power supply and do not use for 30-50 minutes until it cool down. |
| The product stops working during the use.         | If the timer has been activated and time is up, please restart the product.<br>Disconnect the product from the power supply, reconnect it to the power supply, and then restart the product.   |

#### Warranty & Customer Support

For questions, assistance, support, or warranty claims, please contact us via the email or the address below.  
Web: www.naipocare.com  
E-mail: support@naipocare.com  
Address: Huanan City Electronic Trading Building P07 Room 120, Longgang District, Shenzhen, China.

\*Note: Products purchased directly from Naipo benefit from our after-sales service. If the purchases are made from other selling firms, we recommend you contact them for warranty issues.

#### Questions & Answers

| Probleme   | Maßnahmen   |
|--|---|
|  | Überprüfen Sie, ob das Netzkabel des Geräts intakt ist.   |
|  | Überprüfen Sie, ob der Netzstecker eingesteckt oder eingeschaltet ist.  |
| Nach dem Anschließen der Stromversorgung funktioniert das Produkt nicht. | Nach einer langen Zeit der Arbeit ist die Temperatur des Produkts und des Motors zu hoch, deshalb wird das Gerät automatisch in einem geschützten Zustand sein. Bitte schalten Sie das Gerät aus und halten Sie es für 30-50 Minuten an, damit das Produkt abkühlen kann. |
| Im Gebrauch funktioniert das Produkt nicht.                              | Nach dem Start der automatischen Zeitmessung, wenn die geplante Zeit erreicht ist, drücken Sie die Taste erneut, um den Vorgang fortzusetzen.<br>Schalten Sie das Gerät aus und dann starten Sie das Gerät erneut.  |

#### Garantie und Kundendienst

In Bezug auf Fragen, Unterstützung, Support oder Garantiesprachen wenden Sie sich bitte an die unten angegebene Adresse.

Web: www.naipocare.com  
E-mail: support@naipocare.com  
Address: Huanan City Electronic Trading Building P07 Room 120, Longgang District, Shenzhen, China.

\* Hinweis: Alle Produkte, die direkt von Naipo gekauft werden, werden mit Qualitätsgarantie bieten. Wenn Sie von einem anderen Verkäufer gekauft haben, wenden Sie sich bitte bei Service oder Garantieprobleme direkt an die andere Verkäufer.

#### Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für die Naipo Fußmassager mit Wärmefunktion und Rollierender Massagefunktion. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf, um sie zukünftig nachschlagen zu können. Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte mit Ihrer Produktmodellnummer und der Amazon Bestellnummer an unser Support-Team.

#### Lieferumfang

- 1 x Fußmassager
- 1 x Gebrauchsanweisung
- 1 x Adapter

#### Spezifikationen

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Produktname              | Naipo Fußmassager mit Wärmefunktion und rollierender Massagefunktion |
| Modellnummer             | MGF-839A   |
| Spannung                 | 100V-240V 50Hz/60Hz  |
| Leistung                 | 65W  |
| Automatische Zeitmessung | 15 Minuten   |


#### Vorsichtsmaßnahmen

- Berühren Sie dieses Produkt nicht direkt mit Ihrer Haut.
- Dieses Produkt hat ein Heizelement, bitte beachten Sie, wenn Sie unempfindlich gegen Hitze sind.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht in einer feuchten oder staubigen Umgebung oder in einer Umgebung mit hoher Temperatur, weil dies zu einem Versagen des Produkts führen kann.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in Umgebungen mit stark korrosiven Komponenten wie Benzin, Verdünnern, Alkohol oder Bleichmittel, um Verformungen, Verfärbungen, Risse oder Fehlfunktionen des Produkts zu vermeiden.
- Sitzen Sie sich oder schweren Gegenstände nicht auf das Produkt.
- Bitte setzen Sie dieses Produkt nicht direkt in die Sonne aus.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn Sie Herzinfarkt, Schwangerschaft oder ein anderes Gesundheitsproblem haben.
- Es wird empfohlen, dieses Produkt nicht länger als 15 Minuten zu verwenden, da es bei längerer Anwendung zu Muskel- und Nervenschmerzen führen kann.
- Kinder, die nicht von Erwachsenen beaufsichtigt sind, dürfen dieses Produkt nicht benutzen.
- Tragen Sie vor oder während der Verwendung dieses Produkts keine medizinischen oder kosmetischen Cremes oder Lotionen auf das Produkt oder Ihre Füße auf.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn Sie Stoffbezüge und das Netzkabel abgernutzt sind.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn Wasser in das Produkt eindringt.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht mehr, wenn Abnormale oder starke Schmerzen auftreten.

#### Aussehen und Struktur

- Reißverschluss
- Bedienungsfeld
- Unterschale
- Abnehmbare Stoffbezüge Abziehungslehre: Machen Sie den Reißverschluss auf, nehmen Sie den Stoffbezug ab, Anziehungslehre: Kleben Sie den tiefen Klettverschluss auf, machen Sie den Reißverschluss zu.
- Oberflächenabdeckung

#### Bedienungsfeld



**Power:** Um den Netzschalter des Produkts zu kontrollieren. Das rote Licht blinkt im Standby-Modus. Drücken Sie diese Taste, dann leuchtet das grüne Licht, um das automatische Massageprogramm (Massagen, Rollen und Rollen) einzuschalten. Drücken Sie zweites mal die rote Licht leuchtet, dann wird Rollen geschlossen, und Luftdruck und Rollen bleiben.

**System:** Nach dem Einschalten des Netzschalters kontrollieren Sie das automatische Massage-Programm, es gibt drei Arten von Massage-Programmen für Ihnen auszuwählen. Durch die Steuerung der Taste wird grünes Licht, blaues Licht oder rotes Licht gewählt, dann können Sie die Triple-Erfahrungen von automatischen Massage genießen.  
**Mode:** Im automatischen Massage-Programmlaufzustand steuern Sie die Massagefunktionen wie Vibration, Rollen und Luftdruck.  
Wenn es eingeschaltet ist, leuchtet das grüne Licht, dann werden die Massagefunktionen wie Vibration, Luftdruck und Rollen gestartet.  
Drücken Sie erstens, das blaue Licht leuchtet, dann wird Vibration geschlossen, und Luftdruck und Rollen bleiben.  
Drücken Sie zweites mal, das rote Licht leuchtet, dann wird Rollen geschlossen, und Luftdruck bleibt.  
Drücken Sie drittes, das Licht geht aus, dann werden Rollen und Vibration geschlossen, und Luftdruck bleibt, dann wird es zyklisch wie oben.

**Intensity:** Dreistufige Intensitätseinstellung. Wenn das grüne Licht leuchtet, ist es in der niedrigsten Stufe, das blaues Licht ist im mittleren Stufe, das rotes Licht ist in der hohen Stufe, dann ist es zyklisch wie oben. Die Standardwert für das Einschalten ist niedrig.  
**Hinweis:** Nach dem Einschalten des Netzschalters öffnen Sie die Wärmung-Taste, dann leuchtet das rote Licht. Es erlischt beim Schließen.  
**Hinweis:** Nach dem Einschalten des Netzschalters drücken Sie lange die Heizung-Taste für drei Sekunden, um die Heizung-Funktion zu öffnen.

#### Produktwartung

- Reinigen Sie das Produkt vor der Reinigung von der Stromversorgung.
- Verwenden Sie nur weiche und feuchte Schwämme, um das Produkt zu reinigen.
- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel (wie Benzol oder Verdünnern), um das Produkt zu reinigen.

#### Questions & Answers

| Probleme   | Maßnahmen   |
|--|---|
|  | Überprüfen Sie, ob das Netzkabel des Geräts intakt ist.   |
|  | Überprüfen Sie, ob der Netzstecker eingesteckt oder eingeschaltet ist.  |
| Nach dem Anschließen der Stromversorgung funktioniert das Produkt nicht. | Nach einer langen Zeit der Arbeit ist die Temperatur des Produkts und des Motors zu hoch, deshalb wird das Gerät automatisch in einem geschützten Zustand sein. Bitte schalten Sie das Gerät aus und halten Sie es für 30-50 Minuten an, damit das Produkt abkühlen kann. |
| Im Gebrauch funktioniert das Produkt nicht.                              | Nach dem Start der automatischen Zeitmessung, wenn die geplante Zeit erreicht ist, drücken Sie die Taste erneut, um den Vorgang fortzusetzen.<br>Schalten Sie das Gerät aus und dann starten Sie das Gerät erneut.  |

#### Garantie und Kundendienst

In Bezug auf Fragen, Unterstützung, Support oder Garantiesprachen wenden Sie sich bitte an die unten angegebene Adresse.

Web: www.naipocare.com  
E-mail: support@naipocare.com  
Address: Huanan City Electronic Trading Building P07 Room 120, Longgang District, Shenzhen, China.

\* Hinweis: Alle Produkte, die direkt von Naipo gekauft werden, werden mit Qualitätsgarantie bieten. Wenn Sie von einem anderen Verkäufer gekauft haben, wenden Sie sich bitte bei Service oder Garantieprobleme direkt an die andere Verkäufer.

#### Introduction

Merci d'avoir acheté Naipo Dispositif de massage des pieds avec chauffage et au roulement. Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation et le garder dans un endroit sécurisé à titre de référence. Si vous avez besoin d'aide, veuillez contacter notre service client avec votre modèle de produit et le numéro de commande Amazon.

#### Inclus

- 1 x Dispositif de massage des pieds
- 1 x Mode d'emploi
- 1 x Adaptateur

#### Paramètres de spécification

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Nom du produit              | Naipo Dispositif de massage des pieds avec chauffage et au roulement |
| Modèles                     | MGF-839A   |
| Tension                     | 100V-240V 50Hz/60Hz  |
| Puissance                   | 65W  |
| Synchronisation automatique | 15 minutes   |


#### Conseils importants

- Ne permettez pas au produit de contacter directement avec votre peau, s'il vous plaît.
- Ce produit a un corps de génération de chaleur, ce qui n'est pas sensible à la chaleur doit faire attention.
- Veuillez ne pas utiliser ce produit dans l'environnement humide ou de plus de poussière et à haute température, ce qui pourrait causer le défaut de produit.
- N'utilisez pas dans l'environnement de l'essence, du diluant, de l'alcool ou de l'agent de blanchiment, etc. et d'autres agents de gravure de composant élevé, afin de ne pas provoquer la décoloration, la déformation, les fissures et la détérioration de produits.
- Veuillez ne pas tasser sur le produit ou mettre des choses de poids lourds, s'il vous plaît.
- N'exposez pas ce produit à la place de la lumière directe du soleil, si vous plaît.
- Si vous rencontrez des cas suivants, veuillez ne pas utiliser ce produit: crise cardiaque, enceinte, ou d'autres problèmes de santé.
- Il est recommandé de ne pas utiliser ce produit plus de 15 minutes chaque fois, car la longue durée peut provoquer des douleurs dans les muscles et les nerfs.
- Il est interdit aux enfants sans surveillance des adultes d'utiliser ce produit.
- Avant ou lors de l'utilisation de ce produit, ne mettez pas la crème ou l'émulsion médicale ou cosmétique sur le produit ou vos pieds.
- Si y a des usures sur le manchon en tissu des pieds et la ligne d'alimentation, n'utilisez pas ce produit, s'il vous plaît.
- Si le produit est infiltré de l'eau, n'utilisez pas ce produit, s'il vous plaît.
- En cas de produit anormal ou de danger, arrêtez d'utiliser ce produit.

#### L'aspect de la structure

- La fermeture à glissière
- Le panneau de commande
- La coque inférieure
- Le manchon de tissu amovible Procédé de démontage: ouvrir la fermeture à glissière, retirer le manchon de tissu Procédé de l'installation: coller bien la colle de la magie au fond, tirer la fermeture à glissière
- Le couvercle de surtat

#### Control Panel



**Power:** commander la commutation d'alimentation de puissance de produits, lors du temps d'attente, la lumière rouge scintille, si vous appuyez une vez, la luz verde enciende para ingresar al programa de massage automatico, et diverses de fonctions de massage comme la gigue, le chauffage, etc., puis cliquez encore une fois pour fermer toutes les fonctions.

**System:** après l'ouverture de bouton de commutation, commandez le programme de massage automatique, vous avez trois choix de programme de massage, par commande, cliquez sur le bouton de lumière verte,bleue et rouge pour la conversion,profitant du triple expérience de massage automatique.

**Bouton de Mode:** contrôlez la fonction de massage de secouement, de rouleaux, de réglage de la pression d'air lors de l'état de fonctionnement du programme de massage automatique.  
Lors de l'ouverture, la lumière verte éclaie et la fonction de massage de secouement, de réglage de la pression d'air et de rouleaux est ouverte simultanément.  
Pressez la première fois, la lumière bleue éclaie, le produit ferme la fonction de secouement, et réserve la fonction de massage de rouleaux et de la pression de l'air.  
Pressez la seconde fois, la lumière rouge éclaie, le produit ferme la fonction de rouleaux et préserve la fonction de secouement et de pression de l'air.  
Pressez la troisième fois, la lumière est éteinte, le produit ferme la fonction de rouleaux et de secouement et réserve la fonction de massage de pression de l'air, de manière séquentielle et cyclique.

**Intensity:** avec le réglage d'intensité de trois engrenages,la lumière verte est le basse vitesse, la luz azul indica nivel medio y la luz roja, nivel alto, el proceso se cierra, el valor predeterminado de encendido es de nivel bajo.  
Commençons/pressz longtemps le bouton de Mode pour entrer la fonction de secouement seul, pressez le bouton de Intensity pour régler la vitesse de trois engrenages de massage de secouement, pressez le bouton de Mode pour l'expérience en trois types de mode de secouement.  
Lors de l'ouverture de mode non séparé,pressez le bouton de Intensity pour régler les trois engrenages de force de la pression.

Heat: après l'ouverture de bouton de commutateur, lors de l'ouverture de bouton de température légère, la lumière rouge éclaie, la lumière rouge éclaie, la température de la machine est fermée.  
Commentaires: après l'ouverture de bouton de commutateur, pressez longtemps le bouton de chauffage de trois secondes peut ouvrir indépendamment la fonction de chauffage.

#### L'entretien de produit

- Avant nettoyage,déconnectez la connection de produit et de l'alimentation, s'il vous plaît.
- Utilisez seulement le produit de nettoyage d'éponge souple et légèrement humide.
- Évitez d'utiliser tous les produits de nettoyage de l'agent de nettoyage de corrosion(tels que le benzène ou le diluant).

#### Les problèmes et les mesures

| Les problèmes  | Les mesures de traitement  |
|--|--|
|  | Inspectez si la ligne d'alimentation d e la machine est normale.   |
|  | Inspectez si la fiche d'alimentation électrique est insérée correctement ou elle a été éteinte.  |
| Après la connection de source d'alimentation, le produit ne fonctionne pas | Après de longues heures de travail, la température du produit et du moteur est élevée, la machine sera automatiquement à l'état de protection, veuillez éteindre l'alimentation électrique et suspendre à 30 - 50 minutes pour laisser refroidir le produit. |
| Le produit arrête de travailler en cours d'utilisation                     | Après le démarrage de temporisation automatique, s'il y a pas du temps, pressez à nouveau le bouton pour le fonctionnement, s'il vous plaît.<br>Coupez l'alimentation électrique et démarrez encore pour ouvrir la machine                                   |

#### Garantie et Assistance Client

Pour toute question, assistance ou réclamation de garantie, veuillez nous contacter par e-mail ou à l'adresse ci-dessous.

Web: www.naipocare.com  
E-mail: support@naipocare.com  
Address: Huanan City Electronic Trading Building P07 Room 120, Longgang District, Shenzhen, China.

\* Note: Les produits achetés directement auprès de Naipo bénéficient de notre service après-vente. Si les achats sont effectués auprès d'autres vendeurs, nous vous recommandons de les contacter pour les problèmes de garantie.

#### Introducción

Gracias por comprar el Naipo Masajeador de pies con Calor y Masaje por Rodillos. Lea atentamente este manual de instrucciones y guárdelo en un lugar seguro para futuros consultas. Si necesita alguna ayuda, póngase en contacto con nuestro equipo de asistencia técnica con el número de modelo de su producto y el número de pedido de Amazon.

#### Incluido

- 1 x Masajeador de pies
- 1 x Manual
- 1 x Adaptador

#### Especificaciones y parámetros

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Nombre del producto       | Naipo Masajeador de pies con Calor y Masaje por Rodillos |
| Modelo                    | MGF-839A   |
| Voltaje                   | 100V-240V 50Hz/60Hz                                      |
| Potencia                  | 65W  |
| Sincronización automática | 15 minutos   |


#### Precauciones

- No deje de que este producto se toque directamente con su piel.
- Este producto tiene un elemento de calentamiento. Presten atención a aquello los que sean insensibles al calor, si se ha de utilizar en un ambiente húmedo o de alta temperatura. De lo contrario, podría fallar el producto.
- No lo utilice en un ambiente con componentes altamente corrosivos como gasolina, diluyente, alcohol o lejía, para evitar decoloración, deformación, grietas o mal funcionamiento del producto.
- No se siente en el producto ni ponga objetos pesados o cualquier otro problema de salud.
- Se recomienda no utilizar este producto más de 15 minutos a la vez. El uso prolongado puede causar dolor muscular y nervioso.
- Se prohíbe el uso del producto de los niños no supervisados por adultos.
- No aplique cremas o lociones médicas o cosméticas al producto o sus pies antes o durante el uso de este producto.
- No lo utilice si la cubierta de tela de pies y el cable de alimentación están desgastados.
- No lo utilice si el agua penetra en el producto.
- Si ocurre una anomalía o dolor severo, deje de utilizar el producto.

#### Apariencia y estructura

- Cremallera
- Panel de control
- Cáscara inferior
- Cubierta de tela extraíble Método de extracción: abra la cremallera, retire la cubierta de tela Método de instalación: pegue el velcro de la profunda, cierre la cremallera
- Cáscara superior

#### Panel de control



**Power(Alimentación):** Controla el interruptor de alimentación del producto. La luz roja parpadee cuando está en modo de espera. Presione una vez, la luz verde enciende para ingresar al programa de masaje automático, agitación, calentamiento y realice otras funciones de masaje. Presione de nuevo para desactivar todas las funciones.

**System(Sistema):** El encendido de la luz controla el programa de masaje automático del producto, selección de tres tipos de programa de masaje se realiza a través del control de cambio de luz verde, luz azul y luz roja para disfrutar de la experiencia triple de masaje automático.

**Mode(Modo):** en el estado de ejecución del programa de masaje automático, controla las funciones de masaje de agitación, rodillo y ajuste de presión.  
Cuando está activado, la luz verde se enciende, al mismo tiempo, se activan las funciones de masaje de agitación, presión y rodillo.  
Presione por primera vez, se enciende la luz azul y se desactiva la función de agitación pero se conservan las funciones de masaje de rodillo y presión.  
Presione por segunda vez, se enciende la luz roja y se desactiva la función de rodillo pero se conservan las funciones de agitación y presión.  
Presione por tercera vez, la luz se apaga y se desactivan las funciones de rodillo y agitación pero se conserva el masaje de presión, todo esto se cierra.

**Intensity(Intensidad):** ajuste de intensidad de tres niveles, la luz verde indica nivel bajo, la luz azul indica nivel medio y la luz roja, nivel alto, el proceso se cierra, el valor predeterminado de encendido es de nivel bajo.  
Nota:Mantenga presionado Mode para entrar en la función de agitación sola, presione Intensity para ajustar los tres niveles de velocidad de masaje de agitación, presione Mode para experimentar tres modos de agitación.  
Cuando está activado el modo no solo, presione Intensity para ajustar los tres niveles de presión.

**Heat(Calentamiento):** Cuando está encendido la llave, si la función de calentamiento está activada, la luz roja se enciende, si está desactivada, la luz se apaga.  
Nota: Después del encendido de la llave, se puede activar sólo la función de calentamiento con matener presionado por tres segundos el botón de calentamiento.

#### Mantenimiento del producto

- Desconecte el producto de la fuente de alimentación antes de limpiarlo.
- Utilice sólo esponjas suaves y un poco húmedas para limpiar el producto.
- Evite utilizar agentes de limpieza corrosivos (como benceno o diluyente) para limpiar el producto.

#### Problemas y soluciones

| Problemas  | Soluciones  |
|--|---|
|  | Verifique si el cable de alimentación del producto está intacto.  |
|  | Verifique si el enchufe está enchufado o si hay electricidad.   |
| El producto no funciona después de ser conectado con la fuente de alimentación | Después de un largo período de trabajo, la temperatura del producto y el motor es demasiado alta, la máquina se entrará automáticamente en estado de protección. Apague el producto y espere entre 30 y 50 minutos para permitir que el producto se enfríe. |
| El producto deja de funcionar durante el uso                                   | Después de la activación de sincronización automática, si el tiempo se acaba, presione el botón nuevamente para operar.<br>Apague la fuente de alimentación, enciéndola de nuevo para activar el producto.  |

#### Garantía y servicio de atención al cliente

Para preguntas, asistencia, soporte o reclamos de garantía, contáctenos a través del correo electrónico o la dirección a continuación.

Web: www.naipocare.com  
E-mail: support@naipocare.com  
Address: Huanan City Electronic Trading Building P07 Room 120, Longgang District, Shenzhen, China.

\* Nota: Los productos comprados directamente de Naipo se benefician de nuestro servicio postventa. Si las compras se realizaron desde otros equipos de venta, le recomendamos que se contacte con ellos para cuestiones de garantía.

#### Introduzione

Grazie per aver acquistato il Naipo Massaggiatore per Piedi Naipo con funzione riscaldante e a Ruota. Leggere attentamente questo manuale d'uso e conservarlo in un luogo sicuro per future consultazioni. Se hai bisogno di assistenza, contatta il nostro team di supporto con il tuo numero di modello del prodotto e il numero d'ordine Amazon.

#### Inclusi

- 1 x Massaggiatore per piedi
- 1 x Istruzioni per l'uso
- 1 x Adattatore

#### Schema Tecnica

|                   |  |
|-------------------|--|
| Nome del Prodotto | Naipo Massaggiatore per Piedi Naipo con funzione riscaldante e a Ruota |
| Modello           | MGF-839A   |
| Tensione di Rete  | 100V-240V 50Hz/60Hz  |
| Potenza           |  |